

产品型号

规格型号	冲吸管直径	冲吸管长度	款式
BE5*330	5mm	330mm	E款
BE5*360	5mm	360mm	E款
BF5*330	5mm	330mm	F款
BF5*360	5mm	360mm	F款
BT5*340	5mm	340mm	T款
BT10*340	10mm	340mm	T款



一次性使用 **冲洗吸引导管**
Disposable Irrigation And Suction Device

邦尼外科医生好助手 帮你外科医生好助手



邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.



地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号
电话：0519-8818 8331
网址：www.bnylkj.com
邮箱：bnylkj2018@163.com

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

一次性使用 冲洗吸引导管

(苏械注准20242020394)

Disposable Irrigation And Suction Device

适用范围：用于腹腔镜手术中作内腔冲洗和吸引(废液)，以保证手术视野清晰和腔内清洁。

肠胃外科

- 阑尾切除术
- 胃大部切除术
- 肠粘连修补术
- 结直肠肿瘤切除术
-

肝胆外科

- 胆囊切除术
- 肝脏切除术
- 肝脓肿引流术
- 胆总管切开取石术
-

妇产科

- 子宫切除术
- 输卵管切除术
- 卵巢肿瘤切除术
- 子宫肌瘤切除术
-

泌尿外科

- 肾切除术
- 膀胱癌切除术
- 膀胱憩室切除术
- 输尿管切开取石术
-

E款手枪款

优势特点：

- ✓ 具备冲洗与吸引双重功能，单手操作，使用便捷
- ✓ 轻量级人体工学设计，握持手感更好，左右手均可操作
- ✓ 有色阀门按钮，明显区分冲洗、吸引阀门
- ✓ 卧式、立式两种握把，满足使用者不同需求

顺滑的双色按钮
绿色为冲洗按钮
白色为吸引按钮

按压力度轻巧，
双色按钮避免误操作

吸引器接口 / 穿刺锥

顶端带有小孔的冲吸管

避免堵塞及吸伤组织，
并且可以冲洗到腹腔内的各个角落

高效清洁

多种适用术式管径防堵塞

吸引/冲洗控制

如需进行吸引，请按下左侧印有“V”的吸引按钮；
如需进行冲洗请按下右侧印有“△”的冲洗按钮。

人体工学设计

符合亚洲人手型设计，操作更便捷

T款按钮款

优势特点：

- ✓ 冲洗与吸引双重功能，单手操作，使用便捷
- ✓ 一次性使用，避免交叉感染
- ✓ 明显色块区分的快速切换冲、吸操作更精准、效率
- ✓ 符合人体工学的手持部外形设计，握持手感更好，左右手均适用