

禁忌症及注意事项详见说明书  
苏械广审(文)第281211-01921号

### 技术参数

产品型号	套管长度	内径	备注
BCT3	100mm	4mm	标准款
BCT5	100mm	5.8mm	
BCT10	101mm	10.9mm	
BCT12	101mm	12.9mm	
BCT15	101mm	15.6mm	
BCT5/5/10	参照单支参数		三支装
BCT5/5/12			
BCT5/10/10			
BCT5/12/12			
BCT5/10/12			
BCT5/5/10/10	参照单支参数		四支装
BCT5/5/12/12			
BCT5/5/10/12			
BCT5/10/10/12			
BCT5/10/10/12			

产品型号	套管长度	内径	备注
BCT3A	152mm	4mm	加长款
BCT5A	152mm	5.8mm	
BCT10A	152mm	10.9mm	
BCT12A	152mm	12.9mm	
BCT15A	152mm	15.6mm	
BCT5A/5A/10A	参照单支参数		三支装
BCT5A/5A/12A			
BCT5A/10A/10A			
BCT5A/12A/12A			
BCT5A/10A/12A			
BCT5A/5A/10A/10A	参照单支参数		四支装
BCT5A/5A/12A/12A			
BCT5A/5A/10A/12A			
BCT5A/10A/10A/12A			
BCT5A/10A/10A/12A			

**B&N**®  
邦尼医疗  
Bonnie Medical

## 一次性使用 腹部穿刺器及套装

Disposable Laparoscopic Puncture Device and Set

安全 Safe  精准 Accurate  顺畅 Smooth  人性化 Hommization



邦尼外科医生好助手

帮你外科医生好助手

### 邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.



地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号  
电话：0519-8818 8331  
网址：www.bnylkj.com  
邮箱：bnylkj2018@163.com

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

# 一次性使用 腹部穿刺器及套装


(苏械注准20232021736)

## Disposable Laparoscopic Puncture Device and Set

### 适用范围:


适用于腹腔镜检查和手术过程中,对人体腹壁组织穿刺,建立腹腔镜手术的工作通道用。

### 特殊规格穿刺器—甲状腺、减重手术适用



### 产品特征及优势

- 分离式结构:  
方便术中取物置物和器械进出,为术中提供更多操作可能。
- 穿刺针材质  
穿刺针针管部分采用金属材质,提高精度,减少创伤面积。
- 可视型设计  
穿刺时通过内窥镜可直观清晰的逐层穿刺,穿刺更安全。



☑ 可伸缩瓣膜  
免用转换器

### 标准规格穿刺器—适用科室如下

#### 肠胃外科

- 阑尾切除术
- 胃大部切除术
- 肠粘连修补术
- 结直肠肿瘤切除术
- .....

#### 肝胆外科

- 胆囊切除术
- 肝脏切除术
- 肝脓肿引流术
- 胆总管切开放石术
- .....

#### 妇产科

- 子宫切除术
- 输卵管切除术
- 卵巢肿瘤切除术
- 子宫肌瘤切除术
- .....

#### 小儿外科

- 小儿疝气修补术
- 小儿睾丸鞘膜翻转/折叠术
- 小儿先天性巨结肠根治术
- 小儿腹部良性肿瘤切除术
- .....



### 产品特征及优势

- 进口级医用PC  
组织生物相容性好,安全性高
- 套管密纹设计  
防止穿刺滑脱带出,稳定性好
- 微创无刀设计  
以分开替代切割,避免腹壁及血管损伤
- 双层密封设计  
最大程度减少漏气,满足高级腹腔镜手术要求

**B&N**®  
邦尼医疗  
Bonnie Medical