

一次性使用 施夹钳及结扎夹

Disposable Clip Applier and Ligating Clips

邦尼外科医生好助手 帮你外科医生好助手



优势特点:

- ✓ 夹闭范围2mm到16mm
- ✓ 一体化的防滑齿，给组织提供更安全的闭合
- ✓ 安全锁扣装置给组织提供安全，并提供闭合的一个触觉反馈
- ✓ 精密的隆突设计使结扎血管夹在施夹钳上更牢固，防止脱落
- ✓ CT/MRI检查无散射、无伪影

使用规格推荐:

普外科

手术名称	规格推荐
脾切除术	ML.L.XL
胃切除术	ML.L
阑尾切除术	L
肝脏切除术	L.XL
胆囊切除术	L
胃空肠吻合术	ML.L
结、直肠切除术	L
食管胃底折叠术	ML.L
小肠部分切除术	ML.L.XL
胰、十二指肠切除术	ML.L.XL

胸外科

手术名称	规格推荐
肺叶切除术	ML.L.XL
肺大疱切除术	ML.L
胸腺瘤切除术	ML.L.XL
纵隔肿瘤切除术	ML.L.XL

妇产科

手术名称	规格推荐
卵巢切除术	L
子宫切除术	ML.L.XL
输卵管切除术	ML
盆腔淋巴结清扫术	L.XL
巧克力囊肿切除术	ML.L

泌尿外科

手术名称	规格推荐
肾切除术	ML.L.XL
肾上腺切除术	ML
膀胱癌根治术	ML.L
前列腺癌根治术	ML.L

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.



地址：江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园A1号

电话：0519-8818 8331

网址：www.bnylkj.com


邮箱：bnylkj2018@163.com

邦尼医疗科技(常州)有限公司

Bonnie Medical Device Technology (Changzhou)Co.,Ltd.

一次性使用
施夹钳及结扎夹

Disposable Clip Applier and Ligating Clips




连续击发 无需重复取夹

360° 旋转

精准

极致连动



自动上夹系统，
三点定位，安全可靠

色标提示

手柄符合人体工程学设计，
手感舒适，操作自如

颜色	杆身长度	杆身直径	结扎夹数量	结扎夹大小	闭合血管和组织范围
绿色	30cm	5mm	6~15	ML	1~3mm
紫色	29cm	8mm	6~15	L	2~7mm

三大系统：



安全锁扣
360° 全方位结扎，锁扣安全可靠
闭夹时手感明确，传递安全信息

防滑设计
弧形防滑面，与血管界面更吻合
一体防滑齿，有效防止滑动

弹性连接
根据受力，调节弹性；结扎失败，明确弹开

